

FRESC

Détergent Désinfectant 3D

PROPRIÉTÉS

Nettoyant neutre avec des propriétés bactéricides de larges applications dans le nettoyage de tous types de surfaces. Son fort pouvoir désinfectant combiné à son agréable parfum font de ce produit une solution pertinente pour tout besoin de nettoyage en profondeur. **Apte industrie alimentaire.** FRESC est conforme aux norme suivante: **NORME EN 13697** Pour les bactéricides et les fongicides environnementaux et pour une utilisation dans l'industrie alimentaire. **NORME EN 14476** Pour Virucides dans les surfaces, les milieux ambiants et l'Industrie Alimentaire.

Incompatible avec: matière organique, détergents anioniques, dérivés de l'ammoniaque et hypochlorites.

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

Autorisé pour la désinfection des surfaces à usage environnemental par du personnel professionnel. Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement l'étiquette. Selon la saleté existante, utiliser entre 100 c.c. et 200 c.c. de produit pour 10 litres d'eau. L'application du produit dans l'industrie alimentaire doit être effectuée en absence de nourriture. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour garantir que les denrées alimentaires, les machines ou les ustensiles manipulés sur des surfaces traitées ou exposées, des locaux ou des installations précédemment traités ou exposés au produit ne contiennent pas de résidus de l'un de ses composants. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

Le produit n'a pas besoin de rinçage. Cependant le rinçage est recommandé sur les surfaces pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires.

Résultats Microbiologiques	Concentration		Temps Contact
	%	mL/L	
UNE-EN 14476 Virucide	2	20	5 mins
UNE-EN 13697 Bactéricide (conditions propres)	5	50	5 mins
UNE-EN 13697 Fongicide (conditions propres)	5	50	15 mins

COMPOSITION CHIMIQUE QUALITATIVE

Chlorure de didecildiméthylammonio 2.1 % p/p
Dissolvants et excipients csp 100 %

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect : liquide
Couleur : bleu
pH : 6.5
Densité (20° C) : 0.995 gr/cc

PRÉSENTATION

Récipients de 1, 2 et 5 Lit.

